

GUÍA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO

Mantenga sus procesadores de sonido en óptimas condiciones utilizando esta sencilla guía.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DIARIO



Mantenga su procesador seco

- La humedad es a menudo la causa principal de los problemas del procesador de sonido. Puede evitar esto limpiando su procesador externo todas las noches con un paño suave y luego colocándolo en la unidad Dry & Store.
- Establezca un recordatorio en su diario para reemplazar el Dry Brik en su kit cada dos meses.



Cree una rutina de limpieza

- **Procesadores de sonido detrás de la oreja:** La limpieza diaria de su dispositivo facilitará el mantenimiento. Recuerde limpiar su procesador, cable de bobina, bobina magnética y gancho para la oreja con un paño suave y seco todos los días. No tiene que desconectar el gancho para la oreja o el cable de la bobina.

TIP: Después de limpiar todos los componentes, asegúrese de que el cable de la bobina todavía esté completamente insertado en el conector de la bobina. Un cable suelto puede ser la causa de una variedad de problemas, como sonido intermitente o incluso la ausencia de sonido.

- **Procesadores de sonido fuera de la oreja:** Si tiene un procesador de sonido fuera de la oreja, simplemente limpie el procesador de sonido con un paño suave y seco.



Revise los protectores de micrófono

- El sonido distorsionado o poco claro puede ser causado por algo tan simple como un protector de micrófono sucio, así que verifique si hay signos de suciedad o mugre cada noche.
- Para mantener un sonido claro, recomendamos reemplazar la tapa del micrófono cada tres meses (o según sea necesario). Es muy importante cambiar los protectores de los micrófonos regularmente porque mantienen las partículas fuera de la unidad del procesador. Con el tiempo, se bloquean, por lo que cuando los cambie, encontrará que el sonido es mucho más fuerte y claro.

TIPS PARA USO DE LA BATERÍA



Verifique diariamente si hay signos de corrosión.

- En climas más cálidos o más húmedos, la corrosión puede ser una causa común de problemas con los procesadores de sonido. Por lo tanto, recuerde limpiar las conexiones de la batería y la batería diariamente.



El mantenimiento dependerá del tipo de batería que utilice

- Hay dos tipos de baterías: baterías desechables de zinc-aire y baterías recargables que pueden durar al menos 365 ciclos de carga.

TIP: Para las baterías recargables, recuerde que una batería recargable completamente descargada tardará unas cuatro horas en recargarse. Asegúrese de tener baterías de repuesto disponibles y listas.



Las baterías recargables requerirán un poco de cuidado extra

- Verifique que haya insertado solo baterías recargables en su cargador.
- Si el cargador de batería se salpica con líquido, sacúdalo cuidadosamente y séquelo con un paño suave y seco. Déjelo en un lugar seco durante 24 horas. No use el cargador hasta que esté completamente seco.
- Recuerde limpiar regularmente su cargador. Desenchufe el cargador, voltéelo y dele unas palmaditas para eliminar la suciedad. Limpie los enchufes del cargador con un paño suave y seco.
- Cuando no esté en uso, voltee el cargador de batería para que quede hacia abajo. Para el cargador USB del procesador de sonido Nucleus® 7, coloque la tapa en el conector cuando no esté en uso. Esto ayudará a evitar la acumulación de polvo / suciedad en los enchufes del cargador de batería.

TIP: Para asegurarse de no desgastar los conectores del cargador, rote el uso de los conectores cuando recargue.

Para obtener más información, comuníquese con su equipo de servicio al cliente local o conéctese con Cochlear Family para recibir actualizaciones sobre el uso del dispositivo.

Busque el consejo de su profesional de la salud sobre los tratamientos para la pérdida de audición. Los resultados pueden variar, y su profesional de la salud le aconsejará sobre los factores que podrían afectar su resultado. Lea siempre las instrucciones de uso y consulte la guía del usuario correspondiente para obtener más información. No todos los productos están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante local de Cochlear para obtener información sobre el producto. Consulte a su profesional de la salud para determinar si es candidato para la tecnología Cochlear.

© Cochlear Limited 2020. Cochlear, escuche ahora. Y siempre, el logotipo elíptico y las marcas con un símbolo ® o ™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Cochlear Limited o Cochlear Bone Anchored Solutions AB (a menos que se indique lo contrario).

www.cochlear.com

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555

Cochlear Latinoamérica International Business Park, Edificio 3835, Oficina 403, Panamá Pacífico, Panamá Tel: +507 830 6220

Cochlear Colombia Avenida Carrera 9 #115-06 Of. 1201 Edificio Tierra Firme, Bogotá D.C., Colombia Tel: (+57) 315 339 7169, (+57) 315 332 5483

Cochlear México Tamaulipas #150, Piso 9, Torre A Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06170, CDMX Tel: +52 5552414500